



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson PIPETMAN® G P12x10G, 12-Kanal Mikroliterpipette, Metall-Abwerfer, Volumen 1-10 µL

**915,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## **Mehrkanal Pipetman® G** Premium-Komfort in Gilson-Qualität

- Geringster Kraftaufwand beim Pipettieren
- Reduktion der Spitzenabwurfkräfte
- Farbcodierter Druckknopf
- Verlässlich Pipettieren schon ab 10% des Nominalvolumens

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0782
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4261
EAN	4058072224486
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Material	Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	1 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Anzahl Kanäle	12
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	rot
Funktionsweise	mechanisch
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D10 DL10
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"><li>● PIPETMAN G</li><li>● PIPETMAN G Quick Guide</li><li>● Safety bag</li><li>● Ejector spacers for D10 tips (for Px10G models only, refer to Ejector Spacers for PIPETMAN G Multichannel 10µl)</li><li>● Certificate of Conformity (including barcode sticker)</li></ul>
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

