



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® G P12x300G, 12-Kanal Mikroliterpipette, Metall-Abwerfer, Volumen 30-300 µL

915,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mehrkanal Pipetman® G Premium-Komfort in Gilson-Qualität

- Geringster Kraftaufwand beim Pipettieren
- Reduktion der Spitzenabwurfkräfte
- Farbcodierter Druckknopf
- Verlässlich Pipettieren schon ab 10% des Nominalvolumens

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0788
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4267
EAN	4058072224530
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Material	Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	30 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Anzahl Kanäle	12
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	grün
Funktionsweise	mechanisch
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D200 D300
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">● PIPETMAN G● PIPETMAN G Quick Guide● Safety bag● Ejector spacers for D10 tips (for Px10G models only, refer to Ejector Spacers for PIPETMAN G Multichannel 10µl)● Certificate of Conformity (including barcode sticker)
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

