



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® G P8x200G, 8-Kanal Mikroliterpipette, Metall-Abwerfer, Volumen 20-200 µL

**777,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mehrkanal Pipetman® G Premium-Komfort in Gilson-Qualität

- Geringster Kraftaufwand beim Pipettieren
- Reduktion der Spitzenabwurfkräfte
- Farbcodierter Druckknopf
- Verlässlich Pipettieren schon ab 10% des Nominalvolumens

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0785
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4264
EAN	4058072171216
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Material	Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	20 µl
steril	Nein
Länge	268 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Anzahl Kanäle	8
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	gelb
Funktionsweise	mechanisch
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D200 D300
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">● PIPETMAN G● PIPETMAN G Quick Guide● Safety bag● Ejector spacers for D10 tips (for Px10G models only, refer to Ejector Spacers for PIPETMAN G Multichannel 10µl)● Certificate of Conformity (including barcode sticker)
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

