



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Gilson PIPETMAN® L P8x1200L, 8-Kanal
Mikroliterpipette, Metall-Abwerfer, Volumen
100-1200 µL**

**951,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

ein patentiertes Volumen Locking System garantiert Richtigkeit und Präzision bei langem, intensiven Pipettieren mit höchstem Komfort ein Verstellen des Volumens während des Pipettierens ist auszuschließen verfügt über ein innovatives Spitzenabwurf System, das die geringsten Abwurfkräfte mit Hilfe eines Hebelarms für alle Spitzen Modelle bietet der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, so dass sowohl Rechts- als auch Linkshänder komfortabel die Spitzen abwerfen können besonders leicht im Gewicht

Zusätzliche Informationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art.-Nr. | CF-0889 |
| Hersteller (Marke) | Gilson |
| EAN | 4066292689626 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | blau |
| Material | Polyvinylidenfluorid (PVDF) |
| Volumen MAX | 1200 µl |
| Volumen MIN | 100 µl |
| Bedienung über | Drehknöpfe/Tasten |
| Mikroliterpipetten Eigenschaften | mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt IVD Konform |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Energieversorgung | ohne Energieversorgung |
| Farbcode | hellblau |
| Funktionsweise | mechanisch |
| Modell Mikroliterpipette/ Dispenser | Pipetman L 8x1200L |
| Typ Mikroliterpipette (Bauweise) | Luftpolsterpipette |
| Hersteller | Gilson |
| Typ Pipette | Mikroliterpipetten |
| Typ Zertifikat | Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG |

