



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Pipetman® Mehrkanal elektronisch, 8-Kanal, 2-20µl

Sonderangebot

400,00 €

Normalpreis

630,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Gilson Pipetman® M Mehrkanal elektronisch.

So einfach zu bedienen wie eine mechanische Pipette.

Ein-Klick-Betrieb wie bei einer mechanischen Pipette; intuitive Software.

Sowohl für erfahrene als auch unerfahrene Anwender. Anwender-unabhängiges Pipettieren.

Pipettiermodi: Pipettieren, Aliquotieren, Mischen, Revers Pipettieren.

GLP Funktionen: Arretierbares Volumen, Druckknopf mit Farbkodierung, Service Erinnerung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0884
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4439
EAN	4066292499287
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Material	Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Volumen MAX	2 µl
Volumen MIN	20 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Netz-/Ladeadapter mit Farbcode inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	8
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D200 DF200ST
Energieversorgung	Akku
Farbcode	gelb
Funktionsweise	elektrisch
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	1.25 %
Messabweichung systematisch in µl	0.25 µl
Messabweichung zufällig in %	0.6 %
Messabweichung zufällig in µl	0.12 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman M P8x20M
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

