



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Acura® electro 956 Elektronische 12-Kanal Mikroliterpipette, Volumen 0,5-10 µl

**1.134,12 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die **Socorex Mehrkanalpipetten Acura® electro 956 Multi** sind flexible elektronische Pipetten, die das Pipettieren flexibler und sicherer denn je machen.

Die elektronischen Pipetten verfügen über eine intuitive Software, welche einen raschen Zugang zu den sechs Arbeitsfunktionen und den verschiedenen Volumenbereichen ermöglichen.

Zwei Jahre Garantie.

- Optimale Ergonomie, geringes Gewicht
- Leichtverständliche, logische Programmfolgen
- Grosses Display, reversibel Rechts- / Linkshand
- Rasch auswechselbarer Handgriff-Akku
- Schnelles Aufladen, lange Arbeitsautonomie
- Regulierbarer Abwurf für die gängigsten Spitzen
- Pipettierzyklus Zähler
- Auswechselbare Volumeneinheiten, einfacher Umbau durch den Anwender

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0030
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7226
EAN	4058072365813
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Titrierfunktion mit Dispensierfunktion inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	12
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektrisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura electro 956
Teilung	0.05 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Socorex
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.1 µl
Messabweichung zufällig in %	0.7 %
Messabweichung zufällig in µl	0.07 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

