



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Acura® electro 956 Elektronische 8-Kanal Mikroliterpipette, Volumen 0,5-10 µl

1.032,72 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Socorex Acura® electro Mehrkanalpipetten 956 Multi** sind flexible elektronische Pipetten, die das Pipettieren sicherer denn je machen.

Die elektronischen Pipetten verfügen über eine intuitive Software, welche einen raschen Zugang zu sechs Arbeitsfunktionen und den verschiedenen Volumenbereichen ermöglicht.

- Optimale Ergonomie, geringes Gewicht
- Leichtverständliche, logische Programmfolgen
- Grosses Display, reversibel Rechts- / Linkshand
- Rasch auswechselbarer Handgriff-Akku
- Schnelles Aufladen, lange Arbeitsautonomie
- Regulierbarer Abwurf für die gängigsten Spitzen
- Pipettierzyklus Zähler
- Auswechselbare Volumeneinheiten, einfacher Umbau durch den Anwender
- Die Gehäuse der Mehrkanalpipette sind um 360° drehbar
- Modulares System, konvertierbar mit Einkanal-Volumeneinheiten

Zwei Jahre Garantie.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0026
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7222
EAN	4058072365776
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Titrierfunktion mit Dispensierfunktion inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	8
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektrisch
Hersteller	Socorex
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.1 µl
Messabweichung zufällig in %	0.7 %
Messabweichung zufällig in µl	0.07 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura electro 956
Teilung	0.05 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

