



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Acura® electro 956 Elektronische 8-Kanal Mikroliterpipette, Volumen 0,5-10 µl

1.308,32 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Socorex Acura® electro Mehrkanalpipetten 956 Multi** sind flexible elektronische Pipetten, die das Pipettieren sicherer denn je machen.

Acura® electro Initial Packs beinhalten eine elektronische Pipette, ein individuelles Kontrollzertifikat, eine Betriebsanleitung, eine Ladestation, Batterien mit Adapter und Kabel sowie Muster von Qualitips® Pipettenspitzen. Die elektronischen Pipetten verfügen über eine intuitive Software, welche einen raschen Zugang zu den sechs Arbeitsfunktionen und den verschiedenen Volumenbereichen ermöglichen.

- Optimale Ergonomie, geringes Gewicht
- Leichtverständliche, logische Programmfolgen
- Grosses Display, reversibel Rechts- / Linkshand
- Rasch auswechselbarer Handgriff-Akku
- Schnelles Aufladen, lange Arbeitsautonomie
- Regulierbarer Abwurf für die gängigsten Spitzen
- Pipettierzyklus Zähler
- Auswechselbare Volumeneinheiten, einfacher Umbau durch den Anwender
- Das Gehäuse der Mehrkanalpipette ist um 360° drehbar
- Modulares System, konvertierbar mit Einkanal-Volumeneinheit

Zwei Jahre Garantie.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0034
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7230
EAN	4058072365851
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Titrierfunktion mit Netz-/Ladeadapter mit Ladestation mit Dispensierfunktion inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	8
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektrisch
Hersteller	Socorex
Lieferumfang	Eine elektronische Pipette, ein individuelles Kontrollzertifikat, eine Betriebsanleitung, eine Ladestation, Batterien mit Adapter und Kabel sowie Muster von Qualitips® Pipettenspitzen.
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.1 µl
Messabweichung zufällig in %	0.7 %
Messabweichung zufällig in µl	0.07 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura electro 956
Teilung	0.05 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten

