



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Acura® electro 956 Elektronische 8-Kanal Mikroliterpipette, Volumen 10-200 µl

Sonderangebot

**849,00 €**

Normalpreis

**1.272,44 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



# Beschreibung

---

Die **Socorex Acura® electro Mehrkanalpipetten 956 Multi** sind flexible elektronische Pipetten, die das Pipettieren sicherer denn je machen.

**Acura® electro Initial Packs** beinhalten eine elektronische Pipette, ein individuelles Kontrollzertifikat, eine Betriebsanleitung, eine Ladestation, Batterien mit Adapter und Kabel sowie Muster von Qualitips® Pipettenspitzen. Die elektronischen Pipetten verfügen über eine intuitive Software, welche einen raschen Zugang zu den sechs Arbeitsfunktionen und den verschiedenen Volumenbereichen ermöglichen.

- Optimale Ergonomie, geringes Gewicht
- Leichtverständliche, logische Programmfolgen
- Grosses Display, reversibel Rechts- / Linkshand
- Rasch auswechselbarer Handgriff-Akku
- Schnelles Aufladen, lange Arbeitsautonomie
- Regulierbarer Abwurf für die gängigsten Spitzen
- Pipettierzyklus Zähler
- Auswechselbare Volumeneinheiten, einfacher Umbau durch den Anwender
- Das Gehäuse der Mehrkanalpipette ist um 360° drehbar
- Modulares System, konvertierbar mit Einkanal-Volumeneinheit

Zwei Jahre Garantie.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0036
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7232
EAN	4058072365875
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	10 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Titrierfunktion mit Netz-/Ladeadapter mit Ladestation mit Dispensierfunktion inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	8
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektrisch
Hersteller	Socorex
Lieferumfang	Eine elektronische Pipette, ein individuelles Kontrollzertifikat, eine Betriebsanweisung, eine Ladestation, Batterien mit Adapter und Kabel sowie Muster von Qualitips® Pipettenspitzen.
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	1.2 µl
Messabweichung zufällig in %	0.25 %
Messabweichung zufällig in µl	1.2 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura electro 956
Teilung	1 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten

