



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific FinnpiPETTE™ F1 Mehrkanalpipette, Volumen 1-10 µl

951,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Finnpipette FI Mehrkanalpipette ist in 8-Kanalausführung erhältlich.

Wie bei den Finnpipette FI Einkanalpipetten sorgt auch hier ein neuartiger Volumeneinstellmechanismus für einen hohen Grad an Genauigkeit und Präzision.

Der Soft-Touch-Spitzenabwurf erleichtert das Arbeiten, indem er den Kraftaufwand zum Abwerfen mehrerer Spitzen erheblich reduziert.

Die Super-Blow-Out-Funktion gewährleistet bei den kleinvolumigen Modellen eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0175
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1440
EAN	4066292155695
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	pink
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	1 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	8
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Teilung	0.01 µl
Bezeichnung Spitze (Thermo)	Flex 10 50-micro
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Thermo Scientific
Messabweichung systematisch in %	2.4 %
Messabweichung systematisch in µl	0.24 µl
Messabweichung zufällig in %	1.6 %
Messabweichung zufällig in µl	0.16 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

