



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Transferpette® -8 electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Europa 230V/50Hz

**827,75 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte. Merkmale:

Komplett bei 121 °C autoklavierbare Pipettiereinheit, um 360° frei drehbar. Fünf verschiedene Programme:

Pipettieren, Reverses Pipettieren, Mischen, Elektrophorese und Dispensieren. Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.

Einsatzgrenzen:

Das Gerät dient zum Pipettieren von Proben unter Beachtung folgender Grenzen:

Einsatz zwischen +15 °C und +40 °C (59 °F und 104 °F) von Gerät und Reagenz (andere Temperaturen auf Anfrage)

Dampfdruck bis 500 mbar Viskosität:

260 mPa s

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1803
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104975399
EAN	4058072210632
Bruttogewicht	1.7882
HSNummer	84798997
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.40690 kg
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.16000 m
Verpackungshöhe	0.15800 m
Verpackungstiefe	0.35000 m
Verpackungsvolumen	8848.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Teilung	0.01 µl
Messabweichung systematisch in %	1.2 %
Messabweichung systematisch in µl	0.12 µl
Messabweichung zufällig in µl	0.08 µl

