



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Transferpette® -8 electronic, DE-M, 10-200 µl, Europa 230V/50Hz

827,75 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte. Merkmale:

Komplett bei 121 °C autoklavierbare Pipettiereinheit, um 360° frei drehbar. Fünf verschiedene Programme:

Pipettieren, Reverses Pipettieren, Mischen, Elektrophorese und Dispensieren. Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.

Einsatzgrenzen:

Das Gerät dient zum Pipettieren von Proben unter Beachtung folgender Grenzen:

Einsatz zwischen +15 °C und +40 °C (59 °F und 104 °F) von Gerät und Reagenz (andere Temperaturen auf Anfrage)

Dampfdruck bis 500 mbar Viskosität:

260 mPa s

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1806
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104975404
EAN	4058072210663
Bruttogewicht	1.8427
HSNummer	84798997
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.44106 kg
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	10 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.16000 m
Verpackungshöhe	0.15800 m
Verpackungstiefe	0.35000 m
Verpackungsvolumen	8848.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Teilung	0.2 µl
Messabweichung systematisch in %	0.8 %
Messabweichung systematisch in µl	1.6 µl
Messabweichung zufällig in µl	0.5 µl

