



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Transferpette® -8 electronic, DE-M, 15-300 µl, Europa 230V/50Hz

827,75 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte. Merkmale:

Komplett bei 121 °C autoklavierbare Pipettiereinheit, um 360° frei drehbar. Fünf verschiedene Programme:

Pipettieren, Reverses Pipettieren, Mischen, Elektrophorese und Dispensieren. Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.

Einsatzgrenzen:

Das Gerät dient zum Pipettieren von Proben unter Beachtung folgender Grenzen:

Einsatz zwischen +15 °C und +40 °C (59 °F und 104 °F) von Gerät und Reagenz (andere Temperaturen auf Anfrage)

Dampfdruck bis 500 mbar Viskosität:

260 mPa s

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | BN-1807 |
| Hersteller (Marke) | Brand |
| VGKL Nummer | 144975406 |
| EAN | 4058072210670 |
| Bruttogewicht | 1.8595 |
| HSNummer | 84798997 |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 1.47820 kg |
| Volumen MAX | 300 µl |
| Volumen MIN | 15 µl |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Verpackungsbreite | 0.16000 m |
| Verpackungshöhe | 0.15800 m |
| Verpackungstiefe | 0.35000 m |
| Verpackungsvolumen | 8848.00000000 ccm |
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| Teilung | 0.5 µl |
| Messabweichung systematisch in % | 0.6 % |
| Messabweichung systematisch in µl | 1.8 µl |
| Messabweichung zufällig in µl | 0.75 µl |

