



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Transferpette® -8 electronic, DE-M, 5-100 µl, Europa 230V/50Hz

827,75 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte. Merkmale:

Komplett bei 121 °C autoklavierbare Pipettiereinheit, um 360° frei drehbar. Fünf verschiedene Programme:

Pipettieren, Reverses Pipettieren, Mischen, Elektrophorese und Dispensieren. Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.

Einsatzgrenzen:

Das Gerät dient zum Pipettieren von Proben unter Beachtung folgender Grenzen:

Einsatz zwischen +15 °C und +40 °C (59 °F und 104 °F) von Gerät und Reagenz (andere Temperaturen auf Anfrage)

Dampfdruck bis 500 mbar Viskosität:

260 mPa s

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1805
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	144975403
EAN	4058072210656
Bruttogewicht	1.8415
HSNummer	84798997
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.43986 kg
Volumen MAX	100 µl
Volumen MIN	5 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.16000 m
Verpackungshöhe	0.15800 m
Verpackungstiefe	0.35000 m
Verpackungsvolumen	8848.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Teilung	0.1 µl
Messabweichung systematisch in %	0.8 %
Messabweichung systematisch in µl	0.8 µl
Messabweichung zufällig in µl	0.25 µl

