



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Transferpette® S-8, 10-100 µl, Variabel, M8-100, DE-M

**697,55 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder der linken Hand, ob mit großen oder kleinen Händen. Ein Umgreifen ist dabei nicht nötig, denn die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhandbedienung auf:

Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen. Der Volumenverstellungsschutz lässt sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehentliches Verstellen. Damit auch die Justage leicht von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so ohne Werkzeug erfolgen. Und damit Sie immer die passenden Pipettenspitzen bestellen, zeigt Ihnen die Kompatibilitätstabelle welche Spitzen zu welchem Gerät passen. – Volumenbereiche Einkanal-Pipette:

von 0,1 µl bis 10 ml – Volumenbereiche Mehrkanal-Pipette:

von 0,5 µl bis 300 µl – Kurzer Hubweg und geringe Bedienkräfte – Universeller Spitzenaufnahmekonus – Komplett autoklavierbar bei 121 °C – Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder – Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellungsschutz – Leichtes Aufstecken und Abwerfen der Spitzen durch O-Ringe bei Mehrkanalpipetten – Leicht und ohne Werkzeug justierbar dank Easy Calibration Technik – Schlanker Schaft zur Entnahme aus engen Gefäßen – Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C – Dampfdruck bis 500 mbar – Viskosität bis 260 mPa s

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2733
Artikel - USP	In jeder Haltung: komfortable Einhandbedienung Für alle Hände: ergonomisches Design Sicher: Volumenverstellung verhindert versehentliche Verstellung
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104975908
EAN	4058072218133
Bruttogewicht	0.6776
HSNummer	84798997
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.56340 kg
Volumen MAX	100 µl
Volumen MIN	10 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.14000 m
Verpackungshöhe	0.12300 m
Verpackungstiefe	0.23700 m
Verpackungsvolumen	4081.14000000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Messabweichung systematisch in %	0.8 %
Messabweichung systematisch in µl	0.8 µl
Messabweichung zufällig in µl	0.3 µl
Youtube URL	<a href="https://youtu.be/YLhNM-Cj5JQ">https://youtu.be/YLhNM-Cj5JQ</a>

