



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Transferpette® S-8, 30-300 µl, Variabel, M8-300, DE-M

**697,55 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder der linken Hand, ob mit großen oder kleinen Händen. Ein Umgreifen ist dabei nicht nötig, denn die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhandbedienung auf:

Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen. Der Volumenverstellschutz lässt sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehentliches Verstellen. Damit auch die Justage leicht von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so ohne Werkzeug erfolgen. Und damit Sie immer die passenden Pipettenspitzen bestellen, zeigt Ihnen die Kompatibilitätstabelle welche Spitzen zu welchem Gerät passen. – Volumenbereiche Einkanal-Pipette:

von 0,1 µl bis 10 ml- Volumenbereiche Mehrkanal-Pipette:

von 0,5 µl bis 300 µl- Kurzer Hubweg und geringe Bedienkräfte- Universeller Spitzenaufnahmekonus- Komplett autoklavierbar bei 121 °C- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder- Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellschutz- Leichtes Aufstecken und Abwerfen der Spitzen durch O-Ringe bei Mehrkanalpipetten- Leicht und ohne Werkzeug justierbar dank Easy Calibration Technik- Schlanker Schaft zur Entnahme aus engen Gefäßen- Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C- Dampfdruck bis 500 mbar- Viskosität bis 260 mPa s

## Zusätzliche Informationen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Art.-Nr.                          | BN-2735  |
| Artikel - USP                     | In jeder Haltung: komfortable Einhandbedienung Für alle Hände: ergonomisches Design Sicher: Volumenverstellung verhindert versehentliche Verstellung |
| Hersteller (Marke)                | Brand  |
| VGKL Nummer                       | 104975912  |
| EAN                               | 4058072218157  |
| Bruttogewicht                     | 0.6968   |
| HSNummer                          | 84798997   |
| Lagertemperatur                   | Raumtemperatur   |
| Transporttemperatur               | Raumtemperatur   |
| Nettogewicht                      | 0.58260 kg   |
| Volumen MAX                       | 300 µl   |
| Volumen MIN                       | 30 µl  |
| Ursprungsland                     | Deutschland  |
| Verpackungsbreite                 | 0.14000 m  |
| Verpackungshöhe                   | 0.12300 m  |
| Verpackungstiefe                  | 0.23700 m  |
| Verpackungsvolumen                | 4081.14000000 ccm  |
| Zolltarifnummer                   | 84798997   |
| Messabweichung systematisch in %  | 0.6 %  |
| Messabweichung systematisch in µl | 1.8 µl   |
| Messabweichung zufällig in µl     | 0.9 µl   |
| Youtube URL                       | <a href="https://youtu.be/YLhNM-Cj5JQ">https://youtu.be/YLhNM-Cj5JQ</a>  |

