



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Reference® 2, 3er-Pack, Option 1: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1.000 µL

**882,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die Mikroliterpipette Reference<sup>®</sup> 2 bietet eine außergewöhnliche Präzision. Mit ihrem ergonomischen Design, variabler Ausführung für Volumina und einer langen Lebensdauer ist sie ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Arbeiten in der Diagnostik, Forschung und Industrie.

3 variable einstellbare Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2 pro Pack und ein zusätzliches Zubehör auswählbar.

Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2; 3-Pack Option 1

3 Mikroliterpipetten (0,5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl) + 1 Stück epT.I.P.S.<sup>®</sup>-Box mit passenden Pipettenspitzen + Kugelschreiber

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1511
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0476
EAN	4058072416195
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung IVD Konform
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Reference 2 0.5 – 10µl Reference 2 10 – 100µl Reference 2 100 – 1000µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

