



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Reference® 2, 3er-Pack, Option 2: 2 - 20 µL gelb, 20 - 200 µL, 100 - 1.000 µL

882,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Mikroliterpipette Reference[®] 2 bietet eine außergewöhnliche Präzision. Mit ihrem ergonomischen Design, variabler Ausführung für Volumina und einer langen Lebensdauer ist sie ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Arbeiten in der Diagnostik, Forschung und Industrie.

3 variable einstellbare Eppendorf Reference[®] 2 pro Pack und ein zusätzliches Zubehör auswählbar.

Eppendorf Reference[®] 2 ; 3-Pack Option 2

3 Mikroliterpipetten (2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl) + 1 Stück epT.I.P.S.[®]-Box mit passenden Pipettenspitzen + Kugelschreiber

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1512
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0477
EAN	4058072416201
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung IVD Konform
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Reference 2 2 – 20µl Reference 2 20 – 200µl Reference 2 100 – 1000µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

