



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Reference® 2, 3er-Pack, Option 3: 100 - 1.000 µL, 0,5 - 5 mL, 1 - 10 mL

882,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Mikroliterpipette Reference[®] 2 bietet eine außergewöhnliche Präzision. Mit ihrem ergonomischen Design, variabler Ausführung für Volumina und einer langen Lebensdauer ist sie ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Arbeiten in der Diagnostik, Forschung und Industrie.

3 variable einstellbare Eppendorf Reference[®] 2 pro Pack und ein zusätzliches Zubehör auswählbar.

Eppendorf Reference[®] 2 ; 3-Pack Option 3

3 Mikroliterpipetten (100-1000 µl, 0,5-5 ml, 1-10 ml) + 1 Stück epT.I.P.S.[®]-Box mit passenden Pipettenspitzen + Kugelschreiber

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1513
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0478
EAN	4058072416218
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung IVD Konform
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Reference 2 100 - 1000µl Reference2 0.5 - 5ml Reference2 1 - 10ml
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

