



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Research® plus 3-pack, Option 2: 2 – 20 µL gelb, 20 – 200 µL, 100 – 1.000 µL

750,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipettiervergnügen mal drei mit Eppendorf Research[®] plus 3-Packs!

3 variabel einstellbare Eppendorf Research plus Pipetten pro Pack. Mit passenden Eppendorf Pipettenspitzen!

Eppendorf Research[®] plus Pipetten

- Anwender-Justierung
- PhysioCare Concept[®]
- voll autoklavierbar

Best.-Nr. E-0947

Eppendorf Research[®] plus 3-Pack, Option 2 enthält:

3 Pipetten (2–20 µl, 20–200 µl, 100–1.000 µl) + 3 wiederverwendbare epT.I.P.S.[®] Boxen mit jeweils 96 Pipettenspitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0948
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0947
EAN	4058072188061
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung IVD Konform
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Researchplus 100–1000 µl Researchplus 2–20 µl Researchplus 20–200 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

