



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Research® plus 3-pack, Option 3: 100 – 1.000 µL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL

750,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipettiervergnügen mal drei mit Eppendorf Research[®] plus 3-Packs!

3 variabel einstellbare Eppendorf Research plus Pipetten pro Pack. Mit passenden Eppendorf Pipettenspitzen!

Eppendorf Research[®] plus Pipetten

- Anwender-Justierung
- PhysioCare Concept[®]
- voll autoklavierbar

Best.-Nr. E-0948

Eppendorf Research[®] plus 3-pack, Einkanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.[®]-Box oder -Probenbeutel und Kugelschreiber, Option 3: 100 - 1.000 µL, 0,5 - 5 mL, 1 - 10 mL

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0949
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0948
EAN	4058072411015
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung IVD Konform
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Researchplus 100-1000 µl Researchplus 1-10 ml Researchplus 0.5-5 ml
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

