



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Multipette M4 Sarter Kit (inkl. Combitip Rack, Combitip Sortimentspack 1 μ l-10 ml)

437,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bei variabler Volumenwahl kann aus bis zu 100 Volumina gewählt werden.

Combitips advanced erlauben dazu je nach Volumen die Abgabe in bis zu 100 Schritten mit nur einer Füllung.

Die Multipette[®] M4 deckt mit 9 Combitips advanced Volumengrößen von 0,1 ml bis 50 ml ab.

Ein Volumenspectrum von 1 µl bis 10 ml.

- vereinfachte Volumeneinstellung durch Volumenwahlrad
- Volumenanzeige mit Combitip-Erkennung über Display
- Direktverdrängungsprinzip
- leichte Combitip-Aufnahme
- ergonomisch geformter Bedien- und Füllhebel
- Bewegungssensor schaltet die Multipette bei Nutzungspausen ab

Dispenser Multipette[®] M4 Starter Kit besteht aus:

- 1 Combitip Rack
- 1 Combitip Assortmentpack 1 µl-10 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1691
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-4288
EAN	4058072417802
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Multipette M4
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Direktverdrängerpipette

