



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson PIPETMAN® G Starter Kit, mit P2G, P20G, P200G, P1000G Mikroliterpipetten (Metall-Abwerfer) und Pipettenspitzen

1.049,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

Kostengünstiges Starter Kit mit 4 Pipetten.

P2G, P20G, P200G, P1000G (Metallabwerfer) und Diamond Tips DL10, D200, D1000.

Im Set enthalten sind 4 Single Pipettenhalter, 4 Comfort Handle+12 Aufkleber, 1 Gilson Guide to Pipetting, 1 Zwei-Minuten-Inspektionsposter und 1 User Guide.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0407
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4209
EAN	4058072162696
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman G P2G Pipetman G P20G Pipetman G P200G Pipetman G P1000G
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DL10 D200 D1000
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette

