



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® L Starter Kit, mit P2L, P20L, P200L, P1000L Mikroliterpipetten (Metall-Abwerfer) und Pipettenspitzen

1.178,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kostengünstiges Starter Kit mit 4 Pipetten.

P2L, P20L, P200L, P1000L (Metallabwerfer) und Diamond Tips DL10, D200, D1000.

Im Set enthalten sind 4 Single Pipettenhalter, 1 Gilson Guide to Pipetting, 1 Zwei-Minuten-Inspektionsposter und 1 User Guide.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0408
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4208
EAN	4058072162702
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman L P2L Pipetman L P20L Pipetman L P200L Pipetman L P1000L
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DL10 D200 D1000
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette

