



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson PIPETMAN® G Starter Kit, mit P20G, P200G, P1000G Mikroliterpipetten (Metall-Abwerfer) und Pipettenspitzen

**794,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kostengünstig in einem Set

Best.-Nr. 7-4423

Pipetman G Starterkit

- Gilson Pipetman G P20G, P200G und P1000G
- Spitzen D200 und D1000 im Tippack Rack
- 3 Single Halter
- 3 Spitzenabwerfer aus Plastik
- 1 Gilson Guide to Pipetting

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CF-0415
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4423
EAN	4058072221874
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman G P20G Pipetman G P200G Pipetman G P1000G
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette

