



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson PIPETMAN® L Starter Kit, mit P20L, P200L, P1000L Mikroliterpipetten (Metall-Abwerfer) und Pipettenspitzen

**940,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

**NEU**

3 pipetman® L

3 SINGLE HALTER

2 TIPACK RACKS

1 PIPETTING GUIDE

...und mehr

## Beschreibung

---

Kostengünstig in einem Set

Gilson Pipetman® L Starter Kit:

- Gilson Pipetman® L P20L, P200L, P1000L
- Spitzen D200 und D1000 im Tipack Rack
- 3 Single Halter
- 3 Plastikabwerfer
- 1 User Guide Pipetman L
- 1 Zwei-Minuten-Inspektionsposter
- 1 Gilson Guide to Pipetting

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CF-0406
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4443
EAN	4058072162689
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman L P20L Pipetman L P200L Pipetman L P1000L
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette

