



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Socorex Aktionset: Quattropack Acura® 825 - 4
Mikroliterpipetten (10/20/200/1000µl) +
Pipettenständer Twister, blau**

**989,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Aktionsset beinhaltet 4 x Modell Socorex Acura® manual 825 und 1 x Socorex Pipettenständer Twister.

Lieferumfang:

1 x Acura® 825 0,5 -10µl

1 x Acura® 825 2 -20µl

1 x Acura® 825 20 -200µl

1 x Acura® 825 100 -1000µl

1x Pipettenständer Twister, blau

Die Socorex Acura® manual Mikroliterpipetten wurden unter Berücksichtigung höchster Kundenansprüche entwickelt und garantieren sowohl bei Routinearbeiten als auch bei komplizierten Pipettierprozessen für Komfort und zuverlässige Resultate. Die Pipettenlinie ist mit einem Präzisions-Einstellmechanismus ausgestattet und bis zu einer sehr feinen Auflösung der Volumen fortlaufend regulierbar. Die extrem sanfte Volumeneinstellung erlaubt simultane Einhandbetätigungen. Der Abwurf ist in der Länge verstellbar. Sensible Klickstops, gemeinsam mit dem freierotierenden Smartie Druckknopf-Käppchen versichern äusserste Stabilität der Volumeneinstellung innerhalb der Pipettiervorgänge.

- Vortreffliche Ergonomie
- Sanfte Betätigung aller Funktionen
- Unübertroffene Leistungsdaten und Dauerhaftigkeit
- Regulierbarer Abwurf* für die gängigsten Spitzen
- Integriertes In-Lab Kalibrierungssystem Swift-Set*
- Schock- und UV-Lichtbeständig, autoklavierbar
- CE bescheinigt IVD 98/79 EG
- Drei Jahre Garantie

* Socorex patentiert

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0564
Hersteller (Marke)	Socorex
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura manual
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Lieferumfang	

