



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Triopack O, drei Acura® manual 825 Labor Mikropipetten, mit Volumen 0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl

746,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipetten-Pakete (Modell manual 825/835) für eine breite Auswahl an Volumenkombinationen für alle Ansprüche in Forschungs- und Routinebereichen.
Preisgünstige Alternative zum Einzelkauf.

Die **Socorex Acura® manual** Mikroliterpipetten wurden unter Berücksichtigung höchster Kundenansprüche entwickelt und garantieren sowohl bei Routinearbeiten als auch bei komplizierten Pipettierprozessen für Komfort und zuverlässige Resultate. Die Pipettenlinie ist mit einem Präzisions-Einstellmechanismus ausgestattet und bis zu einer sehr feinen Auflösung der Volumen fortlaufend regulierbar.

Die extrem sanfte Volumeneinstellung erlaubt simultane Einhandbetätigungen. Der Abwurf ist in der Länge verstellbar. Sensible Klickstops, gemeinsam mit dem freierotierenden Smartie Druckknopf-Käppchen versichern äusserste Stabilität der Volumeneinstellung innerhalb der Pipettiervorgänge.

- Vortreffliche Ergonomie
- Sanfte Betätigung aller Funktionen
- Unübertroffene Leistungsdaten und Dauerhaftigkeit
- Regulierbarer Abwurf* für die gängigsten Spitzen
- Integriertes In-Lab Kalibrierungssystem Swift-Set*
- Schock- und UV-Lichtbeständig, autoklavierbar
- CE bescheinigt IVD 98/79 EG
- Drei Jahre Garantie

* Socorex patentiert

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0087
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7292
EAN	4058072162900
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Mikroliterpipetten Eigenschaften	IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
Lieferumfang	Drei Acura® manual Pipetten (je nach Set Modelle 825 oder 825/835), Qualitips® Spitzenmuster, Kontrollzertifikat, Betriebsanweisung, Silikonfett
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura manual
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette

