



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex TwiXS Pack E, zwei Acura® manual 826 XS Labor Mikropipetten, mit Volumen 0,1 - 2 µl / 2 - 20 µl

**559,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Pipetten-Pakete Acura® manual XS 826 TwiXS Pack** für eine breite Auswahl an Volumenkombinationen bis zu 1000 µl. Die preisgünstige Alternative zum Einzelkauf.

Die Socorex Acura manual Mikroliterpipetten wurden unter Berücksichtigung höchster Kundenansprüche entwickelt und garantieren sowohl bei Routinearbeiten als auch bei komplizierten Pipettierprozessen für Komfort und zuverlässige Resultate.

Die **Acura manual 826XS Modelle** sind hervorragend **geeignet für Forschungslabore**.

Der kurze Schaft erlaubt eine optimierte Instrumentführung. Ideal für präzise Anwendungen, wie das Pipettieren in Mikroröhrchen.

Die Pipettenlinie ist mit einem Präzisions-Einstellmechanismus ausgestattet und bis zu einer sehr feinen Auflösung der Volumen fortlaufend regulierbar.

Das innovatives Dichtringkonzept\* steht für extrem sanftes Pipettieren und reduzierte Handermüdung während den Arbeitsabläufen.

Die extrem sanfte Volumeneinstellung erlaubt simultane Einhandbetätigungen. Der Abwurf ist in der Länge verstellbar. Sensible Klickstops, gemeinsam mit dem freierotierenden Smartie Druckknopf-Käppchen versichern äusserste Stabilität der Volumeneinstellung innerhalb der Pipettiervorgänge.

- Vortreffliche Ergonomie
- Sanfte Betätigung aller Funktionen
- Unübertroffene Leistungsdaten und Dauerhaftigkeit
- Regulierbarer Abwurf\* für die gängigsten Spitzen
- Integriertes In-Lab Kalibrierungssystem Swift-Set\*
- Schock- und UV-Lichtbeständig, autoklavierbar
- CE bescheinigt IVD 98/79 EG
- Drei Jahre Garantie

\* Socorex patentiert

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0096
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7307
EAN	4058072162993
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Mikroliterpipetten Eigenschaften	IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
Lieferumfang	Zwei Acura® manual XS Pipetten, Regal-Pipettenhalter, Qualitips® Spitzenmuster, Kontrollzertifikat, Betriebsanleitung
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura manual
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette

