



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® Einmal-Kapillarpipetten m. Ringmarke bei 50/100 µl, 250 Stck./Pack

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Erstklassige Qualitätskapillaren, aus hoch präzisiertem Kapillarrohr gefertigt.
Glatte, saubere Oberflächen mit deutlichem Color-Code nach DIN, Ringmarke und Volumen.
Unteres Ende sauber und exakt im rechten Winkel geschnitten, damit die Flüssigkeitssäule definiert abreißt.

Zubehör: Mikropipetter (Best.-Nr. 1-7315)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1652
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	1-7310
EAN	4058072336769
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	100 µl
Länge	130 mm
Typ Pipette	Kapillarpipetten

