



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hirschmann® Einmal-Kapillarpipetten m. Ringmarke bei 44,7 µl NA-hep, 250 Stck./Pack

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Erstklassige Qualitätskapillaren, aus hoch präzisiertem Kapillarrohr gefertigt.  
Glatte, saubere Oberflächen mit deutlichem Color-Code nach DIN, Ringmarke und Volumen.  
Unteres Ende sauber und exakt im rechten Winkel geschnitten, damit die Flüssigkeitssäule definiert abreißt.

### **Best.-Nr. 1-7306**

Natrium-heparinisiert ( 225 i.E. Natrium)

Zubehör: Mikropipetter (Best.-Nr. 1-7315)

## Zusätzliche Informationen

---

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr.               | NH-1653                         |
| Hersteller (Marke)     | Hirschmann                      |
| alte neoLab ArtikelNr. | 1-7306                          |
| EAN                    | 4058072336776                   |
| Transporttemperatur    | Raumtemperatur                  |
| Farbe                  | transparent (klar)              |
| Material               | Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1 |
| Volumen                | 44.7 µl                         |
| Länge                  | 130 mm                          |
| Typ Pipette            | Kapillarpipetten                |

