



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Mikrohämatokrit-Kapillaren, Oberfläche heparinisiert, Color Code rot, Länge 75mm, Außen- $\varnothing$ 1,55 mm

30,80 € Ab

29,20 €

zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

DIN ISO 12772 und BS 4316-68. Mit Color-Code. Zur Verwendung in Hämatokrit-Zentrifugen. Heparinisiert: Gesamte Innenfläche mit Natrium-Heparinat, mit rotem Color-Code, zur Kapillarblutentnahme. Nicht heparinisiert: Mit blauem Color-Code, zur Bestimmung aus heparinisiertem Venenblut. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. DIN ISO 12772 und BS 4316-68. Mit Color-Code. Zur Verwendung in Hämatokrit-Zentrifugen. Heparinisiert: Gesamte Innenfläche mit Natrium-Heparinat, mit rotem Color-Code, zur Kapillarblutentnahme. Nicht heparinisiert: Mit blauem Color-Code, zur Bestimmung aus heparinisiertem Venenblut. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BN-2082
Hersteller (Marke)	Brand
EAN	4058072177249
Bruttogewicht	0.3131
HSNummer	70172000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	1,55 mm
Nettogewicht	0.16000 kg
Ursprungsland	Dänemark
Verpackungsbreite	0.08200 m
Verpackungshöhe	0.04700 m
Verpackungstiefe	0.11600 m
Verpackungsvolumen	447.06400000 ccm
Zolltarifnummer	70172000
Länge	75 mm
Farbcode	rot

