



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® Messpipetten, AR-Glas, 2 ml, braun graduiert, EX justiert

Sonderangebot

2,10 €

Normalpreis

6,18 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Messpipette Typ 3 braun graduiert, Nullpunkt oben, DIN EN ISO 835 **Volumen:** 2,0 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-0005
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	E-0402
EAN	4058072335908
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2 ml
Länge	360 mm
Volumenmessgeräte Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Wattestopfende
Farbe Graduierung	braun
Klasse	B
Lage Nullpunkt	Oben
Teilung	0.02 ml
Typ Messpipette	3
Typ Pipette	Messpipetten
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
justiert auf	"ex"
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 835:2007-07

