



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Pasteurpipetten aus Glas, 230 mm lang, Fab. Ulrich, 250 Stck./Pack

21,61 € Ab
15,88 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch, mit lang ausgezogener, feiner Spitze.

Original Ulbrich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DV-0338
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	4-4036
EAN	4058072229061
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	7 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	2 ml
steril	Nein
Länge	230 mm
Tropfen pro ml	50
Tropfengröße	20 µl
Typ Pipette	Pasteurpipetten

