



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Poulten & Graf Glas-Pasteurpipetten m. Wattestopfen, unsteril, 230 mm lg., 250 St./Pack

**30,44 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mit fein ausgezogener Spitze.
ISO 7712, alle Maße sind Circa-Angaben.

Best.-Nr. E-1099
mit Wattestopfen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PL-1994
Hersteller (Marke)	Poulten & Graf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1099
EAN	4058072338077
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	7 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	2 ml
steril	Nein
Länge	230 mm
Volumenmessgeräte Eigenschaften	mit Wattestopfende
Tropfen pro ml	50
Tropfengröße	20 µl
Typ Pipette	Pasteurpipetten

