



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Pasteurpipetten 3,0 ml, graduiert, 150 mm lang, 500 St./Pack

38,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hochwertige Sicherheits-Pasteurpipetten

- aus einem Stück gefertigt
- ohne Naht
- mit integriertem Saugball, der sich leicht drücken lässt und dennoch volle Saugkraft entfaltet.

Auch bei längeren Pipettierserien ermüdungsfreies Arbeiten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6157
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072036911
Durchmesser	8,15 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	3 ml
steril	Nein
Länge	155 mm
Volumenmessgeräte Eigenschaften	graduiert
Tropfen pro ml	25
Tropfengröße	40 µl
Typ Pipette	Pasteurpipetten

