



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Brand Pasteurpipette, PE-LD, ungraduiert, \emptyset
Spitze 2,5 mm, Saugvolumen max. 3,3 ml**

47,13 € Ab
42,53 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

PE-LD. Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter, daher ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen. Pasteurpipetten lassen sich in gefülltem Zustand tiefgefrieren oder bei Bedarf durch Hitzeversiegelung in ein geschlossenes Gefäß verwandeln. Der integrierte Saugbalg lässt sich ganz leicht zusammendrücken. So bleiben auch bei häufigem Pipettieren die Finger ermüdungsfrei. Stabil gegen Gas oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2076
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104947750
EAN	4058072174125
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ursprungsland	Tschechien
Zolltarifnummer	39269097
Tropfen pro ml	27

