



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Pasteurpipette ISO, 150 mm lang; VE: 1000 Stück

52,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Pasteur-Pipetten sind aus Sodakalk-Glas gefertigt und erfüllen die Norm ISO 7712. Länge: 150 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr. | 1-0203 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| alte neoLab ArtikelNr. | 1-0203 |
| EAN | 4058072081256 |
| Durchmesser | 7 mm |
| Farbe | transparent (kristallklar) |
| Material | Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1 |
| Volumen | 2 ml |
| steril | Nein |
| Länge | 150 mm |
| Tropfen pro ml | 50 |
| Tropfengröße | 20 µl |
| Typ Pipette | Pasteurpipetten |

