



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Pasteurpipette ISO, 230 mm lang; VE: 1000 Stück

54,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Pasteur-Pipetten sind aus Sodakalk-Glas gefertigt und erfüllen die Norm ISO 7712. Länge: 230 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0204
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	1-0204
EAN	4058072080754
Durchmesser	7 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	2 ml
steril	Nein
Länge	230 mm
Tropfen pro ml	50
Tropfengröße	20 µl
Typ Pipette	Pasteurpipetten

