



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## **Moonlab® Serologische Pipetten 10 ml, einzeln steril verpackt, 200 St./Pack**

Sonderangebot

**44,10 €**


Normalpreis

**63,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Die glasklaren Serologischen Pipetten der Marke Moonlab® werden aus hochwertigem Polystyrol in Reinraumumgebung hergestellt. Zusätzlich werden die Serologischen Pipetten sterilisiert und einzeln in leicht zu öffnender Folie/Papier Peel Tüte verpackt. Dadurch wird eine Kontamination Ihrer Proben mit ungewollten Substanzen (RNasen, DNasen, Pyrogene) verhindert. Im Mundstück sorgen Wattebausche für den Schutz einer ungewollten Kontamination der Pipettierhilfe.

- Farbcodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Pipette
- Größeres Pipettiervolumen durch Negativskalierung
- Universelles Mundstück zum passgenauen Einstecken in Pipettierhilfen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-0133
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072154196
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	10 ml
steril	Ja
Länge	340 mm
Volumenmessgeräte Eigenschaften	pyrogenfrei mit Watte/Filterstopfen mit Farbcodierung graduiert für die IxVerwendung
Farbcode	orange
Farbe Graduierung	schwarz
Typ serologische Pipette	Standard

