



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Serologische Pipetten 50 ml, einzeln steril verpackt, 100 St./Pack

Sonderangebot


75,60 €

Normalpreis

108,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die glasklaren Serologischen Pipetten der Marke Moonlab® werden aus hochwertigem Polystyrol in Reinraumumgebung hergestellt. Zusätzlich werden die Serologischen Pipetten sterilisiert und einzeln in leicht zu öffnender Folie/Papier Peel Tüte verpackt. Dadurch wird eine Kontamination Ihrer Proben mit ungewollten Substanzen (RNasen, DNasen, Pyrogene) verhindert. Im Mundstück sorgen Wattebausche für den Schutz einer ungewollten Kontamination der Pipettierhilfe.

- Farbcodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Pipette
- Größeres Pipettiervolumen durch Negativskalierung
- Universelles Mundstück zum passgenauen Einstecken in Pipettierhilfen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0135
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072154752
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	50 ml
steril	Ja
Länge	350 mm
Volumenmessgeräte Eigenschaften	pyrogenfrei mit Watte/Filterstopfen mit Farbcode graduiert für die 1xVerwendung
Farbcode	lila
Farbe Graduierung	schwarz
Typ serologische Pipette	Standard

