



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Serologische Pipetten 5,0 ml, sterilisiert

Sonderangebot


**41,30 €**

Normalpreis

**59,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

- Serologische Pipetten aus glasklarem Polystyrol (PS).
- RNase-, DNase-, Pyrogen-frei • nicht toxisch, TSE/BSE frei
- aufgedruckte, schwarze, permanente Graduierung
- mit farbcodiertem Ring zur einfachen Identifikation, Farben nach Norm-Code
- einzeln steril verpackt • Verpackung: Folie/Papier
- zusätzliche Kapazität durch negative Graduierung
- Genauigkeit +/- 2-3% auf volle Volumen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	DK-0934
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4066292687820
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	5 ml
Länge	348.1 mm
Volumenmessgeräte Eigenschaften	steril pyrogenfrei mit Farbcodelgraduier
Farbcode	blau
Farbe Graduierung	schwarz
Lage Nullpunkt	Oben
Teilung	0.1 ml
Typ Pipette	Serologische Pipette mit weiter Spitzenöffnung
Typ serologische Pipette	Standard
justiert auf	"in"

