




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Serologische Pipetten 50 ml, sterilisiert

121,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

- Serologische Pipetten aus glasklarem Polystyrol (PS).
- RNase-, DNase-, Pyrogen-frei • nicht toxisch, TSE/BSE frei
- aufgedruckte, schwarze, permanente Graduierung
- mit farbcodiertem Ring zur einfachen Identifikation, Farben nach Norm-Code
- einzeln steril verpackt • Verpackung: Folie/Papier
- zusätzliche Kapazität durch negative Graduierung
- Genauigkeit +/- 2-3% auf volle Volumen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DK-0937
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072997144
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	50 ml
Länge	368.2 mm
Volumenmessgeräte Eigenschaften	steril pyrogenfrei mit Farbcodelgraduier
Farbcode	schwarz
Farbe Graduierung	schwarz
Lage Nullpunkt	Oben
Teilung	1 ml
Typ Pipette	Serologische Pipette mit weiter Spitzenöffnung
Typ serologische Pipette	Standard
justiert auf	"in"

