



neoLabLine Tauchpipette 5 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Zur Probennahme aus großen Behältnissen, zur schnellen und einfachen Entnahme fest definierter Volumina. Pipetten eintauchen und den Hohlkörper füllen lassen. Durch Kippen wird die Probe entleert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SE-0960
Hersteller (Marke)	neoLabLine
alte neoLab ArtikelNr.	2-5700
EAN	4058072004781
Durchmesser	14 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	5 ml
Länge	260 mm
Typ Flüssigkeitssammler	Tauchpipette
Typ Probennehmer	Flüssigkeitssammler
für Medium	Flüssigkeiten

