



neoLabLine Tauchpipette 10 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Zur Probennahme aus großen Behältnissen, zur schnellen und einfachen Entnahme fest definierter Volumina. Pipetten eintauchen und den Hohlkörper füllen lassen. Durch Kippen wird die Probe entleert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SE-0961
Hersteller (Marke)	neoLabLine
alte neoLab ArtikelNr.	2-5701
EAN	4058072004798
Durchmesser	17 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	10 ml
Länge	270 mm
Typ Flüssigkeitssammler	Tauchpipette
Typ Probennehmer	Flüssigkeitssammler
für Medium	Flüssigkeiten

