



neoLabLine Tauchpipette 20 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Zur Probennahme aus großen Behältnissen, zur schnellen und einfachen Entnahme fest definierter Volumina. Pipetten eintauchen und den Hohlkörper füllen lassen. Durch Kippen wird die Probe entleert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SE-0963
Hersteller (Marke)	neoLabLine
alte neoLab ArtikelNr.	2-5702
EAN	4058072004804
Durchmesser	24 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	20 ml
Länge	305 mm
Typ Flüssigkeitssammler	Tauchpipette
Typ Probennehmer	Flüssigkeitssammler
für Medium	Flüssigkeiten

