



neoLabLine Tauchpipette 50 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Zur Probennahme aus großen Behältnissen, zur schnellen und einfachen Entnahme fest definierter Volumina. Pipetten eintauchen und den Hohlkörper füllen lassen. Durch Kippen wird die Probe entleert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SE-0965
Hersteller (Marke)	neoLabLine
alte neoLab ArtikelNr.	2-5704
EAN	4058072004828
Durchmesser	36 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	50 ml
Länge	310 mm
Typ Flüssigkeitssammler	Tauchpipette
Typ Probennehmer	Flüssigkeitssammler
für Medium	Flüssigkeiten

