



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand PD-Tips II einzeln verp. steril BIO-CERT, 50 ml

**49,53 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die **Dispensertips PD-Tips II** zum effizienten, schrittweisen Dispensieren sind die konsequente Weiterentwicklung der bewährten BRAND PD-Tips.

Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch und HandyStep® electronic von BRAND das Volumen der Tips automatisch.

Das Direktverdrängungsprinzip ermöglicht präzises Arbeiten auch mit viskosen Medien oder solchen mit hohem Dampfdruck. Mit dem dicht abschließenden Kolben schützen die PD-Tips II Ihren Dispenser wirksam vor Aerosolen. Das schützt vor Kontamination und sichert eine lange Lebensdauer der Geräte.

- Volumina von 0,1 ml bis 50 ml
- Kompatibel mit automatischer Größenerkennung: HandyStep® touch, HandyStep® electronic
- Kompatibel ohne automatische Größenerkennung: HandyStep® S, HandyStep®
- In BIO-CERT® Qualität lieferbar (damit frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP)
- Entsprechen den Anforderungen der ISO 8655
- Werden mit Chargenzertifikat ausgeliefert
- Gefertigt aus hochwertigen Ausgangsmaterialien (Zylinder: PP / Kolben: PE-HD, 0,1 ml: LCP)
- Adapter für die Größen 25 ml und 50 ml wird mitgeliefert
- PD-Tips II sind nicht autoklavierbar, die Adapter sind autoklavierbar

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2641
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Brand
EAN	4058072217624
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	50 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	graduiert mit Zertifizierung DNA-frei RNase-frei Endotoxin-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungseinheiten Spitzen	100 x 1
für Modell Pipette	HandyStep S HandyStep electronic Sunlab Dispenser
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (BRAND)	einzelnd verpackt
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Brand Sunlab

