



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Combitips advanced, 2,5 ml, grün, 100 St./Pack

107,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Combitips advanced® für den Einsatz in allen Eppendorf Multipetten®

- individueller Farbcode
- verlängerte Spitzen bringen mehr Flexibilität
- neue Form ermöglicht ergonomischeres Aufstecken der CBT advanced
- optimierte Bedruckung
- inklusive Adapter für 25/50 ml (Best.-Nr. E-6407/08)
- neue, wiederverschließbare Verpackung / Dispenserbox. (4 Beutel à 25 Stück)
- aus reinem PP, ohne Gleitmittel, Biozide und Weichmacher
- funktionieren nach dem Direktverdrängungsprinzip, und dadurch für das Arbeiten mit Flüssigkeit mit hoher Viskosität geeignet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0249
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-6404
EAN	4058072405366
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	2500 µl
Volumen	2.5 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung graduiert
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 100
Hersteller	Eppendorf
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

