











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



# Eppendorf Combitips advanced, 5,0 ml, blau, 100 St./Pack

107,00 € zzgl. MwSt & Versand

#### **Product Images**



### **Beschreibung**

#### Combitips advanced<sup>®</sup> für den Einsatz in allen Eppendorf Multipetten<sup>®</sup>

- individueller Farbcode
- verlängerte Spitzen bringen mehr Flexibilität
- neue Form ermöglicht ergonomischeres Aufstecken der CBT advanced
- optimierte Bedruckung
- inklusive Adapter für 25/50 ml (Best.-Nr. E-6407/08)
- neue, wiederverschließbare Verpackung / Dispenserbox. ( 4 Beutel à 25 Stück)
- aus reinem PP, ohne Gleitmittel, Biozide und Weichmacher
- funktionieren nach dem Direktverdrängungsprinzip, und dadurch für das Arbeiten mit Flüssigkeit mit hoher Viskosität geeignet

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	VB-0250
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-6405
EAN	4058072405373
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	5 ml
Volumen	5 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung graduiert
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 100
Hersteller	Eppendorf
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf

